

monolyt

Le Baguier

1 Imprimer le document
à 100%

APRÈS IMPRESSION, VEUILLEZ VOUS ASSURER QUE CETTE LIGNE MESURE 10 CM DE LONG



2 Déposer votre bague sur le cercle dont
le pourtour gris est bien alignée avec
l'intérieur de la bague

voir image ci-contre →



3 Nous faire parvenir
le numéro du cercle
correspondant



12.73 mm



13.05 mm



13.37 mm



13.69 mm



14.01 mm



14.32 mm



14.64 mm



14.96 mm



15.28 mm



15.50 mm



15.92 mm



16.23 mm



16.55 mm



16.87 mm



17.19 mm



17.51 mm



17.83 mm




18.14 mm



18.46 mm



18.78 mm



19.10 mm



19.42 mm



19.74 mm



20.05 mm



20.37 mm



20.69 mm



21.01 mm




21.33 mm



21.65 mm



21.96 mm




22.28 mm



22.60 mm




22.92 mm



23.24 mm



23.55 mm



23.87 mm